




















## KATALOG CZĘŚCI DO AUTOKLAWÓW STATIM 2000

12-02-2013


[www.scican.autoklaw.pl](http://www.scican.autoklaw.pl)

NR SCICAN	NAZWA	WYGLĄD	UWAGI
01-10028S	Uszczelka kasety Cassette Seal, B		
01-100207S	Filtr kompresora Compressor filter		
01-102119S	Filtr bakteriologiczny Filter Biological		
01-106637S	Filtr wody IN-LINE WATER FILTER		
01-100735S	Złącze do butli Waste Water Bottle Fitting		
01-100812S	Butla na skropliny kpl. Condenser Bottle		

01-100724S	<b>Butla na skropliny bez osprzętu</b>  Condenser Bottle		
01-100998S	<b>Zestaw naprawczy elektrozaworu</b>  Repair Solen. Valve		
01-104304S	<b>Cewka elektrozaworu</b>  Valve Coil Repair Kit		
01-104694S	<b>Elektrozawór</b>  Solenoid Valve		
01-103471S	<b>Śruba odkręcająca elektrozawory</b>  Solenoid plunger wrench		
01-100574S	<b>Zawór zwrotny</b>  Check Valve		
01-100570S	<b>Termopara, podajnik pary</b>  Probe bracket, B		








<p><b>01-108983S</b></p>	<p><b>Czujnik termopary</b>                   Validation termocouple                  2000</p>		
<p><b>01-108521S</b></p>	<p><b>Pompa wody</b>                   Pump 230V, SSB 20.5-22,                  ST2000/S</p>		
<p><b>01-100575S</b></p>	<p><b>Pompa wody</b>                   Pump 220V</p>		
<p><b>01-101707S</b></p>	<p><b>Klawiatura do 2000</b>  <b>Starego typu !!!</b>                   Keypad A/B</p>		
<p><b>01-109680S</b>   <b>Software</b>  <b>600</b></p>	<p><b>Klawiatura do 2000</b>  <b>Bez filtra ferrytowego</b>                   Keypad ST2000 without                  ferrite</p>		
<p><b>01-109681</b></p>	<p><b>Klawiatura do 2000S</b>                   Keypad ST2000S</p>		
<p><b>01-108724S</b>   <b>Software</b>  <b>200,400,500</b></p>	<p><b>Klawiatura do 2000</b>  <b>Z filtrem ferrytowym</b></p>		

<p><b>01-109005S</b></p>	<p><b>Wytwornica pary do 2000</b></p> <p>Steam Generator Alex ST2000, B</p>		
<p><b>01-109717S</b></p>	<p><b>Wytwornica pary do 2000 z PCB7</b></p> <p>Alex Boiler/PCB7 Kit ST2000 230V, B</p>		
<p><b>01-108970S</b></p>	<p><b>Wytwornica pary do 2000S</b></p> <p>Steam Generator Alex ST2000S, B</p>		
<p><b>01-109000S</b></p>	<p>Wytwornica pary kpl.</p> <p>Steam Generator Replacement ST2000, 23</p>		
<p><b>01-100577S</b></p>	<p><b>Kompresor</b></p> <p>Compressor 220/240</p>		
<p><b>01-100204S</b></p>	<p><b>Wężyk teflonowy dł. 3m</b></p> <p>Drain Tube Kit</p>		
<p><b>01-103571S</b></p>	<p><b>Czujnik jakości wody</b></p> <p>Water Quality Sensor</p>		








<p><b>01-100684S</b></p>	<p><b>Oczko poziomu</b>  Bubble Level</p>		
<p><b>01-101553S</b></p>	<p><b>Nóżka autoklawu</b>  Leveler</p>		
<p><b>01-104180S</b></p>	<p><b>Nóżka autoklawu z mocowaniem</b>  Leveler Repair kit</p>		
<p><b>01-106122S</b></p>	<p><b>Front obudowy goły</b> <b>2000 / 2000S</b> Fascia STATIM 2000</p>		
<p><b>01-106124S</b>  <b>Software</b> <b>200,400,500</b></p>	<p><b>Front obudowy Z przyciskami bez LCD</b> <b>ST2000</b> Fascia Replacement 2000</p>		
<p><b>01-109493S</b>  <b>Software</b> <b>600</b></p>	<p><b>Front obudowy kpl. bez filtra ferrytow.</b> <b>2000</b> Fascia without ferrite</p>		
<p><b>01-109679S</b></p>	<p><b>Front obudowy bez LCD</b> <b>ST2000</b>  Fascia replacement Without LCD</p>		



01-100563S	<b>Front obudowy kpl. ST2000</b>  <b>Fascia Replacement</b>		
01-106950S	<b>Naklejka na wyświetlacz LCD</b>  LCD decal kit STATIM 2000		
01-100842S	<b>Uszczelka obudowy</b>  Fascia gasket		
01-101611S	<b>Górna obudowa STATIM 2000</b>  Cover without fascia		
01-101612S	<b>Kompletna obudowa ST2000</b>  <b>Software 200,400,500</b> <b>Complete cover</b>		
01-100564S	<b>Kompletna obudowa ST2000</b>  <b>Complete cover</b>		
01-104381S	<b>Wyświetlacz LCD Statim2000/2000S</b> <b>Wersja software 200, 400, 500</b> <b>LCD replacement kit</b>		






01-10949S	<b>Wyświetlacz LCD</b> <b>Statim2000/2000S</b> <b>Wersja software</b> <b>600</b> LCD replacement kit		
01-100571S	<b>Mikroprzełącznik</b>  Microswitch		
01-100573S	<b>Włącznik Sieciowy</b>  Power Switch		
01-106087S	<b>Filtr zasilania</b>  Line Filter		
01-100782S	<b>Szybkozłączka wylotowa</b> <b>skroplin</b>  Push in fitting		
01-101783S	<b>Filtr zbiornika z przykrywką</b>  Reservoir cap & filter		
01-104284S	<b>Gniazdo filtra</b> <b>bakteriologicznego</b>  Biological filter bracket		



<p><b>01-110686S</b></p>	<p><b>Zbiornik czystej wody bez pływaka</b></p> <p>Reservoir W/WCS                  Plug STATIM 2000</p>		
<p><b>01-106459S</b></p>	<p><b>Zbiornik czystej wody z pływakiem</b></p> <p>Reservoir W/WCS                  and float STATIM 2000</p>		
<p><b>01-107817S</b></p>	<p><b>Złączki</b></p> <p>Fittings 3/8" tube chassis kit</p>		
<p><b>01-108636S</b></p>	<p><b>Wspornik starej pompy</b></p> <p>Adapter pump kit</p>		
<p><b>01-108152S</b></p>	<p><b>Zestaw wężyków spustu wody</b></p> <p>Drain tubing kit</p>		
<p><b>01-104343S</b></p>	<p><b>Zatyczka wężyka spustowego wody ze zbiornika</b></p> <p>Plug drain tubing</p>		
<p><b>01-110891S</b></p>	<p><b>Czujnik pływakowy zbiornika na wodę</b></p> <p>Sensor float 90-degree</p>		



<p><b>01-106787S</b></p>	<p>Zawór upustowy wytwornicy pary                  Pressure relief valve</p>		
<p><b>01-104461S</b></p>	<p>Podwójny bezpiecznik termiczny                  Thermal fuse double</p>		
<p><b>01-108514S</b></p>	<p>Bezpiecznik termiczny do starych wytwornic pary                  Thermal fuses, SSB STATIM 2000</p>		
<p><b>01-109128S</b></p>	<p>Rurki miedziane łączące generator pary z armaturą                  Alex copper tubing</p>		
<p><b>01-101928S</b></p>	<p>Rurki miedziane łączące generator pary podajnikiem pary                  Copper tubing</p>		
<p><b>01-108517S</b></p>	<p>Rurka miedziana do generatora pary starego typu-stalowego                  Copper tubing, probe to SSB</p>		
<p><b>01-100581S</b></p>	<p>Mikroprocesor wersja Niemiecka rev. 3.1 lub niższa                  Microprocessor kit 220V Germany</p>		

01-100582S	Wersja Włoska	- II -	
01-101837S	Mikroprocesor wersja Angielska rev. 3.1 lub niższa  Microproc. Kit England		
01-100725S	Wersja Francuska	- II -	
01-101722S	Mikroprocesor wersja Hiszpańska rev. 4.0 lub wyższa Micro Spain 4.0	- II -	
01-101720S	Wersja Niemiecka	- II -	
01-101724S	Wersja Włoska	- II -	
01-104560S	Mikroprocesor Wersja 2.0 i wyższa		

01-107830S	Wersja 2.0 i 5.0	- II -	
01-103657S	Mikroprocesor	- II -	
01-108982S	PCB adapter STATIM 2000		
01-103475S	Dolna część kasety Cassette tray		
01-100271S	Dolna część kasety z wyposażeniem Cassette tray kit		
01-106653S	Taca Mesh tray		
01-100834S	Górna część kasety Cassette lid		

<b>01-100561S</b>	<b>Komora kasety</b>  Armature		
<b>01-103856S</b>	<b>Wkład komory kasety</b> Isoplate replacement		

**tel. 68 416 16 11**

**serwis@medbit.pl**

**www.scican.autoklaw.pl**