

















KATALOG CZĘŚCI DO AUTOKLAWÓW STATIM 7000

12-02-2013

www.scican.autoklaw.pl





NR SCICAN	NAZWA	WYGLĄD	Uwagi
01-110295S	Uszczelka kasety Cassette Seal kit		
01-101652S	Filtr kompresora Compressor filter		
01-102119S	Filtr bakteriologiczny Filter Biological		
01-111660S	Złącze do butli Bottle condenser fitting, 7000		do wężyków 8mm
01-100735S	Złącze do butli Waste Water Bottle Fitting		
01-111395S	Butla chłodnica Condenser Bottle		

<p>01-110506S</p>	<p>Butla na skropliny Buttle waste complete</p>		
<p>01-110508S</p>	<p>Szybkozłączka łącząca butle Bottle waste / condenser fitting</p>		
<p>01-110299S</p>	<p>Kpl. zbiorników na wodę z wężykami Bottle waste condenser kit</p>		
<p>01-110300S</p>	<p>Butla na skropliny z wyjściem do sieci wodociągowej Bottle overflow kit</p>		
<p>01-110509S</p>	<p>Wężyki teflonowe Bottle Exhaust tubing kit</p>		
<p>01-110327S</p>	<p>Zawór zbiornika na wodę Reservoir seal kit</p>		
<p>01-110329S</p>	<p>Rączka górnej części kasety Cassette lid handle</p>		

01-110330S	Rączka dolnej części kasety Cassette Tray handle		
01-110290S	Górna część kasety Cassette lid		
01-110289S	Dolna część kasety Cassette tray		
01-110292S	Wylot kasety Cassette outlet coupling		
01-110296S	O-ringi kasety Cassete coupling seal kit		
01-110291S	Wlot kasety Cassette inlet coupling		
01-110294S	Dolna perforowana tacka kasety Cassette Perforated Rack		

01-110297S	Silikonowy kanał wylotowy kasety Cassette Tray Exhaust Duct		
01-110825S	Deflektor parowy wejściowy kasety Cassette Steam Deflektor		
01-106848S	Filtr kanału wylotowego kasety Filter Exhaust Duct Insert		
0-111590S	Waciki nasączone smarem do smarowania o-ringów kasety Cassette o-ring Lubricator kit		
01-110293S	Zbiornik na wodę Reservoir complete		
01-110503S	Gniazda wężyków teflonowych Push In fitting		
01-104329S	Gniazdo filtra kompresora Air compressor filter holder		



01-104343S	Zatyczka spustu wody z obiegu Plug Drain Tubing		
01-110505S	Gniazdo zasilania z filtrem Line filter		
01-110504S	Włącznik sieciowy Power switch		
01-110489S	Gniazdo filtra bakteriologicznego Bio Filter holder		
01-110496S	Komora kasety Armature		
01-110498S	Isolacja komory kasety Armature Isoplate		
01-110493S	Moduł z czujnikami wody Reservoir Inlet		

<p>01-110488S</p>	<p>Antena RFID PCB RFID Antenna Assembly</p>		
<p>01-110502S</p>	<p>Mikroswitch Microswitch armature</p>		
<p>01-110515S</p>	<p>Termopara walidacyjna Termocouple Validation</p>		
<p>01-110471S</p>	<p>Pompa wody Pumpa water</p>		
<p>01-110497S</p>	<p>Prowadnice armatury 2 szt. Armature Guide Rails</p>		
<p>01-110490S</p>	<p>Wentylator Fan</p>		
<p>01-110482S</p>	<p>Płytki sterowania suszeniem PCB power board/ auxiliary heater</p>		

01-110477S	Triak wytwornicy suszenia Auxiliary heater triak		
01-110483S	Płytki sterowania RFID PCB RFID Board		
01-110480S	Płyta główna Primary Controller board		
01-110484S	Data Logger PCB data logger board		
01-110475S	Wytwornica suszenia Auxiliary heater		
01-110527S	Elektrozawór Solenoid Chamber Valve 2		
01-104690S	Czujnik ciśnienia Pressure Transducer		

01-110513S	Termopara Thermocouple inlet/outlet		
01-110528S	Elektrozawór Solenoid Validation Valve 1		
01-110514S	Termopara Thermocouple Outlet		
01-110473S	Wytwornica pary Boiler 7000		
01-110510S	Zawór zwrotny Check valve		
01-110478S	Kompresor Compressor		
01-110529S	Rurki elektrozaworu Solenoid tubing		

01-110298S	Kompletna obudowa Cover complete		
01-110523S	Front od LCD i kasety Cover fascia gasket		
01-110520S	Front zbiornika na wodę Cover Reservoir Compartment		
01-110522S	Front lewej części autoklawu Cover fascia Front level		
01-110521S	Logo SciCan Cover Logo SciCan		
01-110526S	Wyświetlacz z klawiaturą Cover keypad complete		
01-110525S	Panel LCD Cover LCD only		

01-110524S	Uszczelka komory kasety Cover fascia Gasket		
01-110328S	Pokrywa zbiornika na wodę Reservoir lid		
01-110512S	Nóżka autoklawu Leveling Foot		
01-110282S	Przewód sieciowy Power Cord		

tel. 68 416 16 11

serwis@medbit.pl

www.scican.autoklaw.pl