

STATIM 7000 S7S2R611
Nr przyrzadu 000
NUMER PROGRAMU000020
12:36 14/10/2010
OPAKOWANE
134 C / 3,5 min
START PROGRAMU 0:00
PROZNIA WSTEPNA 9:02
132.9 C 296kPa 10:58
115.0 C 155kPa 11:21
132.9 C 295kPa 12:47
115.1 C 142kPa 13:16
132.9 C 296kPa 15:08
115.0 C 162kPa 15:28
132.9 C 294kPa 17:16
115.0 C 159kPa 17:36
132.9 C 294kPa 19:20
115.0 C 161kPa 19:41
132.9 C 295kPa 21:47
115.0 C 163kPa 22:49
WYTW. CISNIENIA22:49
STERYLIZACJA 25:04
136.0 C 323kPa 25:04
Min Temp I Cis Steri
135.4 C 316kPa
Max Temp I Cis Steri
136.5 C 331kPa
135.5 C 318kPa 28:34
SUSZENIE 28:34
PRZYCISNIETY STOP
STERYLIZACJA ZAKON.
SPRAWDZIC SUCHOSC